

MONO KNIEGELENK

Artikel	Material	Gelenkbreite (Durchmesser, über die Schraubenmitte gemessen, in mm)	Gelenkdicke (in mm)	Gelenkträger aus Aluminium (Dicke x Breite x Länge*, in mm)	Rückverlagerung des Gelenkdrehpunktes (in mm)	Körpergewicht (in kg)	Körpergröße (in cm)	Artikelnummer
MONO 30 plus	Titan	30	16	8 x 19 x 310	15	bis 75	bis 185	30.04.030.002
MONO 30	Titan	30	16	6 x 19 x 310	15	bis 60	bis 170	30.04.030.001
MONO 25 plus	Titan	25	12	6 x 16 x 260	12	bis 30	bis 135	30.04.025.002
MONO 25	Aluminium	25	12	6 x 16 x 260	12	bis 15	bis 100	30.04.025.001
MONO 22	Aluminium	22	12	6 x 13 x 260	11	bis 12	bis 80	30.04.022.001

* Länge gemessen von der Mitte der Gelenkschraube (Gelenkmittelpunkt) bis zum Ende der Gelenkträger.